



# Détecteur de chaleur

fiche technique

nom de chienne

	date	heure	résultat
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

	date	heure	résultat
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			



Exemple de graphe

**N'oubliez pas de:**

- Désinfecter la sonde
- Enlever l'urine résiduelle ou autres saletés de la vulve
- Effectuer des mesures toujours à la même profondeur
- Tourner la sonde dans le vagin avant d'appuyer sur le bouton
- Effectuer des mesures sur une base régulière (2–4 fois par jour)

**N'oubliez pas de l'hygiène  
et la désinfection de la sonde  
avant et après chaque utilisation**